

Finden Sie die Richtige!



EasyLung



SmartLung Adult



SmartLung 2000

Resistance	20 mbar/L/s	5, 20, 50, 200 mbar/L/s	5, 20, 50, 200 mbar/L/s
Compliance	25 mL/mbar bei Vt = 500 mL, PEEP = 0 mbar	10, 15, 20, 30 mL/mbar	25, 60, 75 mL/mbar
Volumen	0 – 1'000 mL (1-L-Beutel)	0 - 600 mL (1-L-Beutel)	0 - 1'000 mL (2-L-Beutel)
Leckage		stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar
Masse	300 x 115 x 42 mm	300 x 115 x 40 mm	400 x 140 x 40 mm
Gewicht	190 g	325 g	400 g
Besonderheit			*erfüllt als einzige Testlunge die Anforderungen der Richtlinien IEC 60601-2-12, IEC 60601-2-13 und EN 794-3