

## SL-8 SimSlim®

Patientensimulator

PRONK TECHNOLOGIES



*Extrem klein, federleichte 100 g – mit zahlreichen Prüffunktionen für Vitalparameter.*

### Eigenschaften

- 12-Kanal EKG:
  - 8 wählbare Herzraten: 30, 60, 90, 120, 140, 160, 200, 240 bpm
  - 10 wählbare Arrhythmien: NSR w/ PVCs, VTACH, VFIB, Asys, Bigeminy, Pacer, Trigeminy, ST+, 2nd Deg. Block, Square Wave
  - 8 x 4 mm Buchsen
- Respiration:
  - 8 wählbare Raten: 15, 30, 45, 60, 70, 80, 100, 120 bpm
- 4 IBP Kanäle:
  - 8 Dynamisch: 120/80, 60/30, 30/10, 20/10, 125/15, 60/5, 8/2, 4/1 mmHg
  - 7 Statisch: 0, 25, 50, 100, 150, 200, 250 mmHg
- Cardiac Output Simulation:
  - 3, 5 und 7 l/m.
- YSI 700 und 400 Temperatursimulationen:
  - 25, 37, und 40 °C

## Technische Daten SL-8 SimSlim ®\*

### Anschlüsse

---

EKG/ Resp	10 EKG Knopfkontakte und Mulden für "Bananenstecker"
IBP	4 x 6 pin Mini-DIN
YSI Temp	2 x 3.5 mm Klinke Stereo
C.O.	Standard 3 pin Katheter Anschluss

### Allgemein

---

Größe	17 cm X 3.2 cm X 2.0 cm
Gewicht	100 g
Batterie	5-10 Jahre (gebrauchsabhängig), kein Wechsel erforderlich.

Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten\*