

EasyLung™

Testlung

IMT.Analytics

Die EasyLung ist eine einfache und kostengünstige Testlung für die Prüfung von Beatmungs- und Anästhesiegeräten.



Eigenschaften

- Teile aus widerstandsfähigen Materialien, autoklavierbar bei 134°C
- einzigartiger Doppelkonusanschluss mit OD 22 und OD 15
- auswechselbare Komponenten

Technische Daten*

Resistance	20 mbar/l/s
Compliance	25 ml/mbar bei Vt = 500 ml
Volumen	0 – 1000 ml (mit 1l Beutel)
Gewicht	280 Gramm
Größe	305 x 115 x 40 mm

*Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten