

SmartLung™ 2000 2L

Testlunge

IMT.Analytics

*SmartLung 2000 2L
simuliert eine adulte Lunge.
Als einzige Testlunge erfüllt
sie die Anforderungen
der Richtlinien:*

- IEC 60601-2-12,
- IEC 60601-2-13,
- EN 794-3.



Eigenschaften

- Lungen-Dehnbarkeit (Compliance), Atemwegs-Widerstand (Resistance) und Leck-Simulation (Leakage) stufenweise einstellbar
- einzigartiger Doppelkonusanschluss mit OD 22 und OD 15
- sehr handlich und bedienerfreundlich
- alle Teile austauschbar und autoklavierbar bei 134 °C

Technische Daten*

Resistance	5, 20, 50, 200 mbar/l/s
Compliance	10, 15, 20, 30 ml/mbar
Volumen	0 – 600 ml (mit 1 l Beutel)
Leck	0 – 10 l/min
Gewicht	325 g
Abmessungen	300 x 115 x 40 mm

*Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten