

# SmartLung™

Testlunge

## IMT.Analytics

*Die variable Testlunge SmartLung bietet zuverlässig reproduzierbare Rahmenbedingungen bei der Prüfung von Beatmungs- und Anästhesiegeräten.*



### Eigenschaften

- Lungenparameter Resistance, Compliance, und Leckage einstellbar
- einzigartiger Doppelkonusanschluss mit OD 22 und OD 15
- sehr handlich und bedienerfreundlich
- alle Teile austauschbar und autoklavierbar bei 134°C
- in zwei Ausführungen „Adult“ und „Infant“ erhältlich

### Technische Daten\*

	Infant	Adult
Resistance	5, 20, 50, 200 mbar/l/s	5, 20, 50, 200 mbar/l/s
Compliance	1, 2, 3, 5 ml/mbar	10, 15, 20, 30 ml/mbar
Volumen	0 – 200 ml (mit 0,5 l Beutel)	0 – 600 ml, (mit 1 l Beutel)
Leck	0 – 10 l/min	0 – 10 l/min
Gewicht	285 g	325 g
Abmessungen	270 x 115 x 40 mm	300 x 115 x 40 mm

\*Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten