

## Seculife IF BASE

Infusionspumpen-Tester

 GOSSEN METRAWATT

*Der Seculife IF BASE punktet  
mobiler Einkanal-Tester mit:*

- *Akkubetrieb*
- *kompakte Bauform*
- *intuitive Bedienbarkeit*
- *flexible Datenübertragung*



### Eigenschaften

- Einkanal-Tester
- Hohe Genauigkeit
- Bedienung über Touchscreen
- Speicher für mehr als 250 Testergebnisse
- Vorkonfigurierbare Testparameter
- Datentransfer mit Windows basierter Software
- USB- und BlueTooth Schnittstelle
- Netz- und Batteriebetrieb

## Technische Daten Seculife IF BASE:\*

### Flussmessung

---

Messbereich	0,01 – 1.000 ml/h
Auflösung	0,01 ml/h
Genauigkeit	+/- 1 %

### Volumenmessung

---

Messbereich	0 – 2.000 ml
Auflösung	0,001 ml
Genauigkeit	+/- 1 %

### Druckmessung

---

Messbereich	-5 - 50 PSI
Anzeigen-Genauigkeit	0,001 PSI
Messeinheiten	mmHg, PSI, kPa, mBar

### Allgemein

---

Größe	16 x 12 x 11 cm
Gewicht	1,4 kg
Batteriebetrieb	3-4 Stunden Testbetrieb
Schlauchanschluß	Luer
Schnittstellen	BlueTooth, USB
Speicherkapazität	250 Datensätze

\*Lt. Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten